

Số: 4876/CV-BVDKT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 1 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 1 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư y tế:

(Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trữ. *h*

Nơi nhận:


- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 4876/CV-BVDKT ngày 26 tháng 12 năm 2023 của
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)



STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	Catheter 2 nòng, Kim và xi lanh 5ml, Dây dẫn hướng, Cây nong, Kẹp di động để chặn khóa dòng chảy.	10	Bộ
2	Dây nối truyền dịch truyền cân quang 75cm	Dây nối truyền thuốc cân quang, dài 75cm	1.600	Chiếc
3	Clip mạch máu Polymer các cỡ	Clip kẹp mạch máu polymer Hemolok, không tiêu, không dẫn điện, không ảnh hưởng đến CT, MRI hoặc X-ray	84	Cái
4	Clip titan kẹp mạch máu cỡ ML	- Chất liệu: Titanium - Hình chữ V. Tương thích với kim kẹp clip cỡ 1.16mm - 1,32mm. Các vị clip được mã hóa màu sắc tương ứng với Kim kẹp clip - Kẹp được mạch máu cỡ 2.5 mm đến 4 mm - Clip khi mở dài 8.0mm, rộng 5.2mm. Clip khi đóng dài: 9.0mm	48	Cái
5	Túi bọc máy vi phẫu	Được làm từ túi nylon Kích thước: 110cm x 160cm	50	Cái
6	Mask khí dung	- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt, không chứa độc tố DEHP - Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. - Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. - Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt.	200	Cái
7	Chỉ tạo nhịp Flexon số 3-0, dài 60cm kim tròn đầu nhọn CV-23, 1/2C 17mm	Chỉ điện cực tim số 3/0, chất liệu thép không gỉ bền, được phủ lớp cách điện PTFE poly hoặc FEP poly, sợi dài 60cm. Gồm 2 kim (1 kim thẳng SC-6 dài 88mm đầu kim có khắc bé Breakaway và 1 kim tròn đầu nhọn CV-23, cong 1/2 vòng tròn, dài 17mm), kim phủ silicon.	24	Tép

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
8	Cuộn Tyvek dựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 150mm x 70m	<ul style="list-style-type: none"> - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H₂O₂ thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H₂O₂ không thẩm thấu vào bằng mặt này - Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp xúc với H₂O₂ trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad - Rộng: 150mm, dài: 70m. 	08	Cuộn
9	Cuộn Tyvek dựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 350mm x 70m	<ul style="list-style-type: none"> - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H₂O₂ thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H₂O₂ không thẩm thấu vào bằng mặt này - Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp xúc với H₂O₂ trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy - Rộng: 350mm, dài: 70m. 	06	Cuộn